

iVision PROTECT

GOTAS OCULARES con ácido
hialurónico reticulado 0,2%
y PHMB 5 ppm

PROPIEDADES: el producto contiene ácido hialurónico reticulado y PHMB. El ácido hialurónico es un polímero natural de alta tolerancia, que está presente tanto en la película lacrimal como en el ojo humano y tiene la propiedad de aliviar la irritación de la superficie ocular, manteniéndola óptimamente hidratada. La fórmula reticulada mejora las propiedades del ácido hialurónico al lograr una mejor biodisponibilidad y resistencia a la degradación. iVision PROTECT contiene también Polihexametileno biguanida (PHMB), substancia que contribuye a inhibir la proliferación microbiana. iVision PROTECT es una solución oftálmica lubricante protectora e hidratante. Su uso proporciona una sensación inmediata de alivio, frescura y bienestar.

INDICACIONES: las gotas oculares iVision PROTECT están indicadas para aliviar el enrojecimiento, la irritación, la fatiga, el picor y la sequedad ocular debidos a: aire acondicionado y calefacción, lugares con humo u otros tipos de contaminación del aire, exposición prolongada al viento o a los rayos del sol, cloro, salinidad, actividades deportivas en general, concentración prolongada debido a estudio o trabajo, uso de lentes de contacto, traumas postoperatorios, cuerpos extraños, uso excesivo de pantallas y cansancio. iVision PROTECT también está indicado en caso de sequedad ocular debido a blefaritis, traumatismos y en el postoperatorio de intervenciones quirúrgicas de la superficie ocular (cataratas, refractiva, IVT, etc.).

INSTRUCCIONES DE USO: administrar una o dos gotas en cada ojo presionando suavemente el frasco. El producto puede utilizarse todos los días, varias veces al día, incluso con

lentes de contacto. El uso de iVision PROTECT es sencillo, seguro y sin efectos secundarios; es adecuado para todas las personas, incluidos niños y ancianos.

PRECAUCIONES:

- El producto es únicamente para uso externo.
- La solución, una vez abierto el frasco, debe ser usada en 90 días.
- No usar en caso de que el precinto esté dañado.
- No poner la boquilla en contacto con ninguna superficie, incluida la del ojo, para no contaminar el producto.
- Asegurar que el frasco esté bien cerrado después de usarlo.
- Guardar el frasco alejado de fuentes de calor y siempre por debajo de 30°C.
- No usar después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar en caso de hipersensibilidad específica a algún componente. Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de estar en tratamiento con cualquier medicamento oftálmico, buscar consejo profesional antes de usar simultáneamente iVision PROTECT.
- No desechar el frasco en el medio ambiente después de usarlo.

CONTRAINDICACIONES: No existen contraindicaciones conocidas a excepción de la alergia a componentes específicos.

COMPLICACIONES: En caso de problemas o irritación persistente, interrumpir el tratamiento y consultar a un especialista.

COMPOSICIÓN: Polihexametileno biguanida (PHMB) 0,0005%; hialuronato sódico reticulado 0,2%; hipromelosa (HPMC) 0,2%; edetato disódico, tampón de borato, cloruro sódico, excipientes y agua purificada c.s.p. 100%.

 Siga estrictamente las instrucciones en la etiqueta y conserve este folleto informativo.

VALIDEZ: 3 años si el envase está intacto y correctamente conservado.

iVision PROTECT

EYE DROPS with cross-linked
hyaluronic acid 0,2%
and PHMB 5 ppm

PROPERTIES: the product contains Hyaluronic Acid Cross-Linked and PHMB. Hyaluronic acid is a highly tolerated natural polymer, which is present both in lacrimal film and in human eye and has the property of soothing irritation of eye surface, while maintaining it optimally moistened. The Cross-linked formula improves the hyaluronic acid properties by achieving better bioavailability and resistance to degradation. iVision PROTECT also contains Polyhexamethylene Biguanide (PHMB), a substance that helps to inhibit microbial proliferation. iVision PROTECT is a lubricating, protective and moisturizing ophthalmic solution. Its use gives a ready feeling of relief, freshness and well-being.

USE INDICATIONS: iVision PROTECT eye drops are indicated to relieve eye redness, irritation, itch and dryness due to: air conditioning and heating, stay in smoky places or with other kinds of air pollution, prolonged exposure to wind or sun rays, chlorine in case of swimming practice in swimming pools, or saltiness if such activity is practiced in the sea, sport activities in general, deep concentration in study or work activities, use of contact lenses, post operating traumas, external bodies, excessive use of screen terminals and tiredness. iVision PROTECT is also indicated in case of blepharitis, trauma and in the post-operative course of ocular surface surgery (cataract, refractive, IVT, etc.).

USE INSTRUCTIONS: Put one or two drops in each eye squeezing the bottle gently. The product can be used every day, more times a day, according to necessities, also while wearing contact lenses. iVision PROTECT use

is simple, safe and without side effects; it can be used by everyone, including children and elderly.

PRECAUTIONS:

- The product is for external use only.
- The solution, once opened, must be used within 90 days.
- Do not use in case of damaged seal.
- Never put the dropper in contact with any kind of surface, including eye one, not to contaminate the product.
- Ensure the bottle is well closed after use.
- Store the bottle away from heat sources and in case under 30°C.
- Do not use after the expiry date printed on the packing.

WARNINGS:

- Do not use in case of specific hypersensitivity to some component. Keep far from children reach.
- In case of existing therapy with any ophthalmic drug seek professional advice before using iVision PROTECT contemporarily.
- Do not waste the bottle in the environment after use.

CONTRAINDICATIONS: There are no ascertained contraindications apart from allergy to specific components.

COMPLICATIONS: In case of trouble or persistent irritation, discontinue use and consult a specialist.

COMPOSITION: Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) 0.0005%; Sodium Hyaluronate cross-link 0.2%; Hypromellose (HPMC) 0.2%; Disodium edetate, Borate buffer, Sodium Chloride, Excipients and purified Water up to 100%.

 Follow the instructions on the label strictly and keep this technical-informative note.

VALIDITY: 3 years if intact and properly preserved.