



- TOALLITAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES CHX
- LINGETTES OPHTALMIQUES STÉRILES CHX
- STERIELE OOGDOEKJES CHX
- STERILE OPHTHALMISCHE TÛCHER CHX
- TOALHITAS OFTÁLMICAS ESTÉREIS CHX
- SALVIETTE OFTALMISCHE CHX
- ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΜΑΝΘΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CHX

PROMEIA S.p.A. Corso della Vittoria
1585/15533 I-21042
Caronno Pertusella (VA) ITALY



Farmamix
Amposta, 20
Sant Cugat del Vallès
08174 (Barcelona) SPAIN

INDICATIONS
IVISION STERILE OPHTHALMIC WIPES CHX is indicated for topical treatment of the eyelids and eyelashes for both adults and children, even in the presence of secretions resulting from allergies, inflammation and/or infections, such as blepharitis and blepharoconjunctivitis of various kinds. Its use is particularly indicated for the pre-and/or post-ophthalmic surgery treatment. IVISION STERILE OPHTHALMIC WIPES CHX is also recommended for daily treatment of the periorcular area in individuals who have a predisposition for the occurrence of blepharitis and blepharoconjunctivitis of various kinds. Due to its peculiar composition, is also suitable for contact lens wearers.

PROPERTIES

All components of IVISION STERILE OPHTHALMIC WIPES CHX are useful to obtain optimal treatment, while fully respecting the particular physiology of the periorcular area, which is particularly delicate and sensitive. The product is capable of providing accurate treatment, by mechanical removal of secretions, foreign bodies, dust, etc.

COMPOSITION

Perforated wipes made of 100% cotton, wrapped in single dose twin-sachets and impregnated with 2,8 g of an aqueous solution: Aqua, Polysorbate 20, Sodium hyaluronate, Disodium EDTA, Trisodium citrate dihydrate, Aloe vera gel powder, Glycerol, Chlorhexidine digluconate, Citric acid mono-hydrate, Allantoin, Sodium hydroxymethylglycinate.

INSTRUCTIONS FOR USE

Having cleaned your hands carefully, open the sachet and extract the wipe. Apply the wipe to the eyelid area, wiping it delicately to allow for adequate cleansing, removal of ocular secretions, and any other types of deposit (smog, airborne particles, dust, etc.). In the case of particularly persistent secretions or the occlusion of a tear duct, it is advisable to warm the closed sachet for a few minutes in lukewarm water (approx. 40 °C) and then use the wipe as a hot compress, massaging the area delicately. On the other hand, in case of phlogosis, it is advisable to cool the sachet in the refrigerator for a few hours and then apply the open wipe to the eye, keeping it in place for a few minutes as a cold compress.

WARNINGS

Product sterility is guaranteed only if the sachet is intact. The wipe is disposable. Reusing it may spread infection. Keep in a cool and dry place. Keep out of reach of children. For external use. Discontinue

treatment in the case of evident irritation or hypersensitivity to the product. In case of infection do not use the same wipe for both eyes. Read instructions carefully.

INDICATIONS

Las toallitas IVISION TOALLITAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES CHX están indicadas para el tratamiento tópico de párpados y pestañas en adultos y niños, incluso cuando se presentan secreciones derivadas de alergias, inflamaciones y/o infecciones, como blefaritis y blefarokonjuntivitis de diversa índole. Su uso está especialmente indicado para tratamientos previos y/o posteriores a la cirugía oftálmica. Las toallitas IVISION TOALLITAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES CHX también están indicadas para el tratamiento diario de la zona periorcular en personas con predisposición a padecer blefaritis y blefarokonjuntivitis de diversa índole. Debido a su peculiar composición, también son aptas para usuarios de lentillas.

PROPIEDADES

Todos los componentes empleados por IVISION TOALLITAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES CHX permiten realizar un tratamiento óptimo que respeta plenamente la fisiología particular de la zona periorcular, especialmente delicada y sensible. El producto proporciona un tratamiento preciso mediante la retirada de secreciones, cuerpos extraños, polvo, etc.

COMPOSICIÓN

Toallitas perforadas de 100% algodón, envasadas en sobres dobles monodoses e impregnadas con 2,8 g de una solución acuosa a base de: Agua, Polisorbato 20, Hialuronato sódico, EDTA disódico, Citrato trisódico dihidratado, Gel de aloe vera en polvo, Glicerol, Digluconato de clorhexidina, Ácido cítrico monohidratado, Alantoina, Hidroximetilglicinato de sodio.

INSTRUCCIONES DE USO

Con las manos bien limpias, abrir el sobre y extraer la toallita. Colocar la toallita en la zona de los párpados y frotar con delicadeza para lograr una limpieza adecuada, así como la eliminación de secreciones oculares y cualquier otro tipo de residuo (smog, partículas en suspensión, polvo, etc.). En caso de secreciones especialmente persistentes o de oclusión de un conducto lagrimal, se aconseja calentar el sobre cerrado durante unos minutos en agua tibia (aprox. 40 °C) y, a continuación, utilizar la toallita como compresa caliente, masajeando la zona suavemente. Por otro lado, en caso de flogosis, se aconseja enfriar el sobre en la nevera durante unas horas y después colocar la toallita abierta

sobre el ojo, manteniéndola durante unos minutos como una compresa fría.

ADVERTENCIAS

Solo se garantiza la esterilidad del producto si el sobre está intacto. La toallita es desechable. Reutilizarla puede propagar la infección. Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso externo. Interrumpir el tratamiento en caso de irritación evidente o hipersensibilidad al producto. No utilizar la misma toallita para ambos ojos en caso de infección. Lea atentamente las instrucciones.

INDICATIONS

Les lingettes IVISION LINGETTES OPHTALMIQUES STÉRILES CHX sont indiquées pour le traitement topique des paupières et des cils, tant pour les adultes que pour les enfants, même en présence de sécrétions causées par les allergies, les inflammations et/ou les infections telles que la blépharite et la blépharokonjunctivite de divers types. Son utilisation est particulièrement indiquée pour la prise en charge pré et/ou post-chirurgie ophtalmique. Les lingettes IVISION LINGETTES OPHTALMIQUES STÉRILES CHX sont également recommandées pour le traitement quotidien de la zone périoculaire chez les personnes ayant une prédisposition à l'apparition de blépharite et de blépharokonjunctivite de divers types. Grâce à sa composition particulière, il convient également aux porteurs de lentilles de contact.

PROPRIÉTÉS

Tous les composants de IVISION LINGETTES OPHTALMIQUES STÉRILES CHX sont nécessaires pour l'obtention d'un traitement optimal, tout en respectant pleinement la physiologie particulière de la zone périoculaire, qui est extrêmement délicate et sensible. C'est un produit capable d'assurer un traitement précis, par élimination mécanique des sécrétions, des corps étrangers, de la poussière, etc.

COMPOSITION

Lingettes perforées 100% coton, emballées dans des bi-sachets à dose unique et imprégnées de 2,8 g d'une solution aqueuse: Aqua, Polysorbate 20, Hyaluronate de sodium, EDTA disodique, Citrate trisodique dihydraté, Poudre de gel d'aloë vera, Glycérol, Digluconate de chlorhexidine, Acide citrique monohydraté, Allantoïne, Hydroxyméthylglycinate de sodium.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement nettoyé vos mains, ouvrir le sachet et extraire la lingette. Appliquer la lingette sur la zone des paupières, en essuyant délica-

tement pour permettre un nettoyage adéquat, l'élimination des sécrétions oculaires et de tout autre type de dépôt (smog, particules en suspension dans l'air, poussière, etc.). En cas de sécrétions particulièrement persistantes ou d'occlusion d'un canal lacrymal, il est conseillé de réchauffer le sachet fermé pendant quelques minutes dans de l'eau tiède (environ 40 °C) puis d'utiliser la lingette comme une compresse chaude en massant la zone concernée avec précaution. En revanche, en cas de phlogose, il est conseillé de refroidir le sachet au réfrigérateur pendant quelques heures, puis d'appliquer la lingette ouverte sur l'œil, en la maintenant en place pendant quelques minutes comme une compresse froide.

AVERTISSEMENTS

La stérilité du produit n'est garantie que si le sachet est intact. La lingette est jetable (à usage unique). Le réutiliser peut entraîner la propagation de l'infection. A conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants. Pour un usage externe uniquement. Arrêter le traitement en cas d'irritation évidente ou d'hypersensibilité au produit. En cas d'infection, ne pas utiliser la même lingette pour les deux yeux. Lire attentivement les instructions.

HINWEISE

IVISION STERIELE OOGDOEKJES CHX ist für die Oberflächenbehandlung der Augenlider und Wimpern sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern gedacht, auch im Falle von Sekretionen infolge von Allergien, Entzündungen und/oder Infektionen wie Blepharitis und Blepharokonjunktivitis verschiedener Art. Die Verwendung ist insbesondere für die Behandlung vor und/oder nach Augenoperationen gedacht. IVISION STERIELE OOGDOEKJES CHX wird auch für die tägliche Behandlung des Periorcularbereichs bei Personen empfohlen, die eine Veranlagung für das Auftreten von Blepharitis und Blepharokonjunktivitis verschiedener Art haben. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung ist es auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Alle Komponenten von IVISION STERIELE OOGDOEKJES CHX sind nützlich für eine optimale Behandlung unter Berücksichtigung der besonderen Physiologie des Periorcularbereichs, der besonders zart und empfindlich ist. Das Produkt ist in der Lage, durch die mechanische Entfernung von Sekretionen, Fremdkörpern, Staub usw. eine präzise Behandlung zu ermöglichen.

ZUSAMMENSETZUNG

Perforierte Tücher aus 100 % Baumwolle, verpackt in Einzeldosis-Doppelbeuteln und imprägniert mit 2,8 g einer wässrigen Lösung: Wasser, Polysorbat 20, Natriumhyaluronat, Dinatrium-EDTA, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Aloe-Vera-Gel-Pulver, Glycerin, Chlorhexidindigluconat, Natriumsäure-Monohydrat, Allantoin, Natrium-Hydroxymethylglycinat.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nach der sorgfältigen Reinigung Ihrer Hände den Beutel öffnen und das Tuch entnehmen. Das Tuch auf den Augenlidbereich auflegen und den Bereich vorsichtig abwischen für eine sorgfältige Reinigung und die Entfernung von okularen Sekretionen und anderen Ablagerungen (Smog, Luftpartikel, Staub usw.). Bei besonders hartnäckigen Sekretionen oder verstärktem Tränenkanälen ist es ratsam, den geschlossenen Beutel einige Minuten in lauwarmem Wasser (ca. 40 °C) zu erwärmen und das Tuch dann als heiße Komresse zu verwenden und den Bereich sanft zu massieren. Bei einer Phlogose hingegen empfiehlt es sich, den Beutel einige Stunden lang im Kühlschrank zu kühlen und dann das geöffnete Tuch als kalte Komresse einige Minuten lang auf das Auge zu legen. Die Augen sind von der meiste komplexe und entwickelte Organen von dem menschlichen Körper. Die Augenlider bestehen aus Haut, spielen eine anheftenden und haben als Funktion die Augenlider zu beschützen. Soms ontstaan er schijfers, zwellingen, roodheid en/of jeuk in dit gebied. Oogdoekjes zijn een hulpmiddel die dit soort ongemakken kunnen verlichten door het gebied van de oogleden en rond de ogen te ontlasten.

WARNHINWEISE

Die Sterilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn der Beutel unversehrt ist. Das Tuch ist ein Einwegtuch. Eine Wiederverwendung kann zur Ausbreitung der Infektion führen. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Zur äußeren Anwendung. Bei offensichtlichlicher Reizung oder Überempfindlichkeit auf das Produkt ist die Behandlung abzubrechen. Im Falle einer Infektion nicht das gleiche Tuch für beide Augen verwenden. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

INDICATIONS

IVISION STERILE OPHTHALMIC WIPES CHX is bestemd voor plaatselijke behandeling van de oogleden en oogwimpers voor zowel volwassenen en kinderen, zelfs bij de aanwezigheid van secreties afkomstig van allergieën,

IVISION

STERILE OPHTHALMIC WIPES CHX

EN Disposable sterile wipes for periorcular treatment in children and adults.

ES Toallitas estériles desechables para tratamientos periorculares en niños y adultos.

FR Lingettes stériles jetables destinées au traitement périoculaire chez l'enfant et l'adulte.

DE Sterile Einwegtücher für periokuläre Behandlungen bei Kindern und Erwachsenen.

NL Steriele wegwerpdoekjes voor behandeling van het gebied rond de ogen bij kinderen en volwassenen.

PT Toalhitas estéreis descartáveis para tratamento periorcular em crianças e adultos.

IT Salviette sterili monouso per il trattamento della zona periorbitale nei bambini e negli adulti.

EL αποστειρωμένα μαντηλάκια μιας χρήσης για περιφθαλμική θεραπεία σε παιδιά και ενήλικες.

ontsteking en/of verschillende soorten van ooglidrand- en bindvliesontsteking. Het gebruik ervan is in het bijzonder bestemd voor de pre- en/of post-oogheelkundige chirurgische behandeling. IVISION STERILE OPHTHALMIC TUCHER CHX wordt ook aanbevolen voor dagelijkse behandeling van het gebied rond de ogen bij individuen die aanleg hebben voor het krijgen verschillende soorten van ooglidrand- en bindvliesontsteking. Vanwege de bijzondere samenstelling is het ook geschikt voor dragers van contactlenzen.

EIGENDOMMEN

Alle onderdelen van IVISION STERILE OPHTHALMIC TUCHER CHX zijn bruikbaar om een zo goed mogelijke behandeling te verkrijgen, terwijl volledige rekening gehouden wordt met de specifieke fysiologie van het gebied rond de ogen, wat bijzonder kwetsbaar en gevoelig is. Het product is in staat om te voorzien in een accurate behandeling door mechanische verwijdering van secreties, vreemde voorwerpen, etc.

SAMENSTELLING

Geprepareerde doekjes gemaakt van 100% katoen, verpakt in een enkele doos dubbele zakjes en geïmpregneerd met een waterige oplossing van 2,8 g bestaande uit: Aqua, Polisorbat 20, natriumhyaluronaat, disodium EDTA, tri-natriumcitraat dihydraat, Aloe vera gepoeder, glycerol, chlorhexidine digluconaat, citroenzuur monohydraat, allantoin, natrium hydroxymethylglycynaat.

GEbruIKSINSTRUCTIES

Open na het goed wasen van uw handen het zakje en haal het doekje eruit. Gebruik het doekje op het ooglidgebied door het lichtjes vegen om het de gelegenheid te geven voor het adequaat reinigen, verwijderen van oogafscheiding en andere typen aanzetels (smog, deeltjes in de lucht, stof, etc.) Bij bijzonder hardnekkige afscheiding of de occlusie van een traanbuis, is het aanbevelen om het gesloten zakje enkele minuten te verwarmen in lauw water [ong. 40 °C] en vervolgens het doekje als een hete kompres te gebruiken, waarmee het gebied licht gemasseerd wordt. Aan de andere kant, bij externe ontstekingen, is het aanbevelen om het zakje te koelen in de koelkast gedurende enkele uren en het daarna het geopende doekje te gebruiken voor het oog, om het daarna op zijn plaats te houden gedurende enkele minuten als een koude kompres.

WAARSCHUWINGEN

Steriliteit van het product is alleen gegarandeerd als het zakje intact is. Het is een wegwerpdoekje. Hergebruik kan

infectie veroorzaken. Bewaar het op een koele en droge plek. Buiten bereik van kinderen bewaren. Voor extern gebruik. Stop de behandeling bij duidelijke irritatie of overgevoeligheid voor het product. Gebruik bij infectie niet hetzelfde doekje voor beide ogen. Lees de instructies goed door.

PT INDICAÇÕES

A toalhitas IVISION TOALHITAS OFTÁLMICAS ESTÉREIS CHX é indicada para o tratamento típico das pálpebras e pestanas, tanto para adultos como para crianças, inclusivamente na presença de secreções resultantes de alergias, inflamação e/ou infeções, tais como blefarite e blefarokonjuntivite de vários tipos. À sua utilização é particularmente indicada para o tratamento oftálmico pré- e/ou pós-cirúrgico. A toalhitas IVISION TOALHITAS OFTÁLMICAS ESTÉREIS CHX é também recomendada para o tratamento diário da zona periorcular em indivíduos que têm uma predisposição para a ocorrência de blefarite e blefarokonjuntivite de vários tipos. Devido à sua composição peculiar, é também adequada para os utilizadores de lentes de contacto.

PROPRIEDADES

Todos os componentes da IVISION TOALHITAS OFTÁLMICAS ESTÉREIS CHX são úteis para obter um ótimo tratamento, sem deixar de respeitar plenamente a fisiologia particular da zona periorcular, que é particularmente delicada e sensível. O produto é capaz de proporcionar um tratamento preciso, através da remoção mecânica de secreções, corpos estranhos, pó, etc.

COMPOSIÇÃO

Toalhitas perfuradas fabricadas em 100% algodão, embrulhadas em saquetas duplas unidose e impregnadas com 2,8 g de uma solução aquosa: Água, Polisorbato 20, Hialuronato de sódio, EDTA dissódico, Citrato trissódico di-hidratado, Gel de Aloe vera em pó, Glicerol, Digluconato de clorexidina, Ácido cítrico monohidratado, Alantoina, Hidroximetilglicinato de sódio.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Depois de limpar cuidadosamente as mãos, abrir a saqueta e retirar a toalhitas. Aplicar a toalhitas na zona palpebral, limpando-a delicadamente para permitir uma limpeza adequada, remoção de secreções oculares e qualquer outro tipo de detritos (smog, partículas em suspensão no ar, pó, etc.). No caso de secreções particularmente persistentes ou da occlusão de um canal lacrimal, é aconselhável aquecer a saqueta fechada

durante alguns minutos em água morna [aprox. 40 °C] e depois utilizar a toalhitas como compressa quente, massageando delicadamente a zona. Por outro lado, no caso de flogose, é aconselhável arrefecer a saqueta no frigorífico durante algumas horas e depois aplicar a toalhitas aberta no olho, mantendo-a no lugar durante alguns minutos como compressa fria.

AVISOS

A esterilidade do produto só é garantida se a saqueta estiver intacta. A toalhitas é descartável. Reutilizá-la pode espalhar a infecção. Manter em local fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças. Para uso externo. Interromper o tratamento em caso de irritação evidente ou hipersensibilidade ao produto. Em caso de infeção, não usar a mesma toalhitas para ambos os olhos. Ler atentamente as instruções.

IT INDICAZIONI

Salvietta IVISION SALVIETTE OFTALMICHE STERILI CHX è indicata per il trattamento tipico delle palpebre e delle ciglia sia negli adulti che nei bambini, anche in presenza di secrezioni derivanti da allergie, infiammazione e/o infezioni, come blefarite e blefarokonjuntivite di vario tipo. Il suo uso è particolarmente indicato per il trattamento precedente e/o successivo alla chirurgia oftalmica. Salvietta IVISION SALVIETTE OFTALMICHE STERILI CHX è anche raccomandata per il trattamento quotidiano della zona periorbitale in individui che hanno una predisposizione all'insorgenza di blefarite e blefarokonjuntivite di vario tipo. Grazie alla sua particolare composizione, è adatta anche ai portatori di lenti a contatto.

PROPRIETÀ

Tutti i componenti di IVISION SALVIETTE OFTALMICHE STERILI CHX sono utili per ottenere un trattamento ottimale, nel pieno rispetto della particolare fisiologia della zona periorbitale, particolarmente delicata e sensibile. Il prodotto è in grado di fornire un trattamento accurato, attraverso la rimozione meccanica di secrezioni, corpi estranei, polvere, ecc.

COMPOSIZIONE

Salviette perforate in 100% cotone, avvolte in due bustine monodose e impregnate con 2,8 g di una soluzione acquosa: Aqua, Polisorbato 20, Sodio ialuronato, Disodio EDTA, Trisodio citrato diidrato, Aloe vera gel in polvere, Glicerolo, Clorexidina Digluconato, Acido citrico monoidrato, Allantoina, Sodio idrossimetilglicinato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver pulito accuratamente le mani, aprire la bustina ed estrarre la salvietta.

Applicare la salvietta sulla zona della palpebra, strofinandola delicatamente per consentire un'adeguata pulizia, la rimozione delle secrezioni oculari e qualsiasi altro tipo di deposito (smog, particelle aerodisperse, polvere, ecc.). In caso di secrezioni particolarmente persistenti o di occlusione di un dotto lacrimale, si consiglia di scaldare la bustina chiusa per qualche minuto in acqua tiepida [circa 40°C] e poi usare la salvietta come impacco caldo, massaggiando delicatamente la zona. D'altra parte, in caso di flogosi, si consiglia di raffreddare la bustina in frigorifero per qualche ora e poi applicare la salvietta aperta sull'occhio, tenendola in posizione per alcuni minuti come un impacco freddo.

AVVISI

La sterilità del prodotto è garantita solo se la bustina risulta intatta. La salvietta è usa e getta. Il suo risultato può diffondere l'infezione. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di tener lontano dalla portata dei bambini. Per uso esterno. Interrompere il trattamento in caso di evidente irritazione o ipersensibilità al prodotto. In caso d'infezione non usare la stessa salvietta per entrambi gli occhi. Leggere attentamente le istruzioni. Fai la raccolta differenziata! Verifica le disposizioni con il tuo comune. Astuccio- PAP21-CARTA Bustina- C/LPDE90-PLASTICA

EL ENΔΕΙΞΕΙΣ

MANTHΛAKIA AΠOCTEIPOMENA CHX ενδεικνύονται για τοπική θεραπεία των βλεφάρων και των βλεφαρίδων και για ενήλικες και για παιδιά, ακόμη αν υπάρχουν εκκρίσεις που οφείλονται σε αλλεργίες, φλεγμονή ή/και λοιμώξεις, όπως βλεφαρίτιδα και βλεφαροσπερφυκτιδικά διαφόρων ειδών. Η χρήση του συστήματος ειδικά για την προ ή/και μετα-χειρουργική επεμβατική θεραπεία. Το IVISION ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΜΑΝTHΛAKIA AΠOCTEIPOMENA CHX συνιστάται επίσης για την καθημερινή θεραπεία της περιοφθαλμικής περιοχής σε άτομα που έχουν προδιάθεση για περυσιαστικά βλεφαρίτιδας και βλεφαροσπερφυκτιδικά διαφόρων ειδών. Λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής του, είναι κατάλληλο και για χρήστες φακών επαφής.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Όλα τα συστατικά της IVISION ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΜΑΝTHΛAKIA AΠOCTEIPOMENA CHX είναι χρώμα για τη λήψη της βέλτιστης θεραπείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον

σεβασμό της ιδιαίτερης φυσιολογίας της περιοφθαλμικής περιοχής, η οποία είναι ιδιαίτερως ευαίσθητη και ευδραστή. Το προϊόν δύναται να παρέχει ακριβή θεραπεία, μέσω μηχανικής αφαίρεσης των εκκρίσεων, των ξένων σωμάτων, της σκόνης κ.λπ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Τα διατρήτα μαντηλάκια που παράγονται από 100% βομβάκια, συσκευάζονται σε όμοια σακουλάκια μονής δόσης και εμποτισμένα σε 2,8 γρ. υδατικού διαλύματος του, πολυαιμονικό 20, ναλομονικό νάτριο, νάτριο άλας του EDTA, διένυδρο κίτρικό τρινάτριο, σκόνη γέλης αλόη βέρα, γλυκερόλη, διυλικονική χλωροξιδίνη, μονουδρικό κίτρικό οξύ, αλλαντοίνη, υδροξυμεθυλγλυκινικό νάτριο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφού έχετε καθαρίσει τα χέρια σας προσεκτικά, ανοίξτε το σακουλάκι και βγάλτε το μαντηλάκι. Εφαρμόστε το μαντηλάκι στην περιοχή των βλεφάρων, επεκτείνοντας απαλά για να πετύχετε επαρκή καθαρισμό, αφαίρεση των οφθαλμικών εκκρίσεων και άλλων τύπων ιζημάτων (αθροισμάτων, αερομεταφερόμενα σωματίδια, σκόνη κλπ.). Σε περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων εκκρίσεων ή απόφραξης δακρυϊκού πόρου, συνιστάται να θερμαίνεται το κλειστό σακουλάκι για λίγα λεπτά σε χλιαρό νερό (40 °C περίπου) και μετά να χρησιμοποιείτε το μαντηλάκι σαν ζεστή κομπρέσα, κάνοντας απαλό μασάζ στην περιοχή. Αντίθετα, σε περίπτωση φλεγμονής, συνιστάται να τοποθετείτε το σακουλάκι στο ψυγείο για λίγες ώρες και έπειτα να εφαρμόσετε το ανοιχτό μαντηλάκι στο μάτι, αφήνοντας το σημείο για λίγα λεπτά σαν κρύα κομπρέσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η αποστείρωση του προϊόντος είναι εγγυημένη μόνο αν το σακουλάκι είναι ανέπαφο. Το μαντηλάκι είναι μιας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει μόλυνση. Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κρατήστε μακριά από μέρη που προσεγγίζουν τα παιδιά. Για εξωτερική χρήση. Διακόψτε τη θεραπεία σε περίπτωση εμφανούς ενόχλησης ή υπεραισθησιακής του προϊόντος. Σε περίπτωση μόλυνσης μην χρησιμοποιείτε το ίδιο μαντηλάκι και για τα δύο μάτια. Μίας χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.



STERILE IN