



LIP VOLUMIZER & BOOSTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



Soft Pulse Instant Lip Volumizing



Ultra-Volume Technology



Natural Lip Color Revitalizing



Targeted Lip Volumizer



Broad Lip Volumizer

Accesorios incluidos

Labios definidos
Labios amplios



Crea tu propia rutina de cuidado de la piel

y descárgate nuestra app GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



CONSEJOS ÚTILES

CONSEJO 01

Tu dispositivo incluye dos accesorios distintos. Usa el más grande para dar volumen en general y el más pequeño para zonas concretas.

CONSEJO 02

Asegura que tus labios estén perfectamente hidratados antes de colocar el dispositivo sobre ellos. Para obtener los mejores resultados, mantén el sellado al vacío entre tu labio y el dispositivo durante 30 segundos.

CONSEJO 03

Limpia el dispositivo con nuestro Organic Device Cleanser después de cada uso.



3 Modos de succión

Volumen inmediato



Encender/Apagar

Presiona durante 1-2 segundos

 Tiempo de carga de 2,5 h



Color más intenso

Labios llenos de vida

DOMINA LOS PRIMEROS PASOS

Descubre SmartAppGuided™ Lip Volumizer & Booster | 6 in 1, tu nuevo aliado de belleza con el que conseguirás unos labios más voluminosos al instante, con dos accesorios diferenciados para la voluminización específica y general.



VOLUMEN DE LABIOS COMPLETO

PREPARAR

Aplicarte un hidratante GESKE en los labios y alrededor de ellos.

ENCENDER

Activa la función Soft Pulse Instant Lip Volumizing manteniendo pulsado el botón de encendido dos segundos. Una vez encendido, ajusta la succión AirPulse a la intensidad deseada con los botones de más y menos.

DAR VOLUMEN

Utiliza el accesorio grande y comienza la sesión colocando la abertura del dispositivo sobre tus labios. Permite que tus labios se relajen creando un sello entre el dispositivo y ellos. Deja el dispositivo sobre tus labios durante 30 segundos. Puedes repetir estos periodos de 30 segundos como prefieras, pero no superes los 2 minutos.

TERMINAR

Apaga el dispositivo presionando el botón de encendido durante 2 segundos y enjuágalo con agua para limpiarlo. Es imprescindible limpiarlo con el GESKE Device Cleanser tras cada uso.

Crea tu propia rutina de cuidado de la piel

y descárgate nuestra app GESKE



Aplicación avanzada



Guía por vídeo



Análisis de la piel con IA



Consejos profesionales



Guía personalizada



Recompensas dentro de la app



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEER ANTES DE USAR.

Antes de usarlo por primera vez, es imprescindible leer la información de seguridad. Guarda ambas instrucciones para futuras consultas.

Tu producto de un vistazo

Tu artículo es un potenciador de labios multifunción. Utilízalo con seguridad hasta un máximo de dos veces al día, y no más. Para garantizar tu seguridad y obtener resultados óptimos, siempre adhiérete a tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada a través de la app de GESKE.

Consejos de uso

Antes de utilizar el dispositivo por vez primera, es necesario leer por completo la Información de seguridad y el manual del producto. Es importante conservar una copia de estos documentos ya que incluyen datos cruciales para un uso seguro, además de información técnica y jurídica relevante. Este artículo es un producto de belleza para adultos, no un dispositivo médico ni está destinado a tener propiedades curativas médicas o de otro tipo. El uso de este artículo debe siempre realizarse siguiendo las recomendaciones personalizadas de aplicación de la App de Belleza GESKE. El dispositivo es recargable, ofreciendo un manejo cómodo y sin necesidad de cables, y debe estar completamente cargado antes de su primer uso. Solo necesitarás el cable USB de carga que viene incluido. La carga inicial puede durar hasta ocho horas. El cable se debe acoplar a los puntos de contacto metálicos específicos del dispositivo a través de sus contactos magnéticos. Si el cable de carga no se conecta automáticamente, conéctalo a la corriente y espera un poco. Este paso reactivará el efecto magnético permitiendo que los contactos se unan por sí mismos. Asegúrate de que los contactos magnéticos solo se adhieran a los puntos específicos del dispositivo y no a otras superficies metálicas.

Características técnicas

Materiales: ABS, silicona | Temperatura de almacenaje: de -5 a +60 °C / de 23 a 140 °F | Batería: Li-Ion 3.7V | Capacidad de la batería: 380 mAh | Máxima corriente de carga: 320 mA | Voltaje de carga: 5V | Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas | La duración de la batería varía según las tecnologías e intensidades activadas. | Conexión: USB | Programas: 3 modos de succión con distintas duraciones de succión y pausa

Este producto no se debe utilizar en las siguientes situaciones:

Después de un tratamiento láser, un peeling químico, u operaciones faciales, ya sean por razones estéticas o médicas.

En estos casos, debes consultar a un médico para saber si este producto es adecuado para ti:

Si tienes rellenos o implantes labiales.

Más información sobre su uso:

Empieza con la menor intensidad e incrementa gradualmente según necesites. Evita usar la función de succión demasiado tiempo en el mismo lugar para no causar irritación, hinchazón o pequeños moratones en la piel. No apliques el producto sobre labios irritados o lastimados, ni sobre heridas abiertas (después de cualquier lesión), en caso de infecciones bacterianas o virales de la piel (tanto en los labios como en otras zonas). No lo uses si el producto está 1) anormalmente caliente, 2) dañado mecánicamente o deformado, 3) descolorido. Si sientes dolor y/o malestar durante su uso, detén su uso inmediatamente y consulta con un médico. Emplea el producto solamente como se indica en tu Rutina personalizada. Por motivos de Higiene, te aconsejamos no compartir tu producto con otra persona. Este producto está pensado para un uso cosmético en los labios. GESKE no se hace responsable de los daños resultantes de su utilización en otras partes del cuerpo o de un mal uso del mismo. Asegúrate siempre de que tanto el enchufe como la toma estén completamente secos antes de cargarlo. Si no, podrías provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios. No debes usar el producto mientras esté conectado a la corriente.

Precauciones

Riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente. Utiliza el producto tal y como se describe en la guía de inicio rápido y en las instrucciones del vídeo. Si sigues teniendo preguntas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@geske.com.
Riesgo de lesiones por incendio/ignición. No extingas el producto con agua. No arrojes el producto al fuego.
Riesgo de lesiones debido a baterías defectuosas
La manipulación incorrecta de las pilas puede provocar una reacción exotérmica incontrolada. En tal caso, desecha todo el producto de forma inmediata y adecuada.
Riesgo de lesiones para los niños.
Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
Riesgo de lesiones por descarga eléctrica
El líquido puede dañar el circuito de carga y poner en peligro tu salud. Desconecta el producto del cable/circuito de carga mientras lo limpias.
Riesgo de daños por campos magnéticos
Los campos magnéticos pueden afectar a los componentes mecánicos y electrónicos como, por ejemplo, los marcapasos. No utilices el producto directamente sobre un marcapasos. Ponte en contacto con tu médico para obtener más información. No coloques tarjetas con bandas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que los imanes del producto podrían dañarlas.

¡Cuidado con los cambios bruscos de temperatura!
Los cambios de temperatura del entorno (por ejemplo, después del transporte) pueden provocar la formación de condensación. En este caso, no utilices el producto hasta que se haya adaptado a la nueva temperatura ambiente. Nunca expongas tu producto a la luz solar directa, al calor extremo o al agua hirviendo.
Uso seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.
Ojo con cargarlo en exceso.
Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.
La carga es segura hasta los 45 °C/113 °F.



Información sobre cómo desechar tu Dispositivo y la normativa RAEE. Este electrodoméstico fue lanzado al mercado después del 13 de agosto de 2005. En cumplimiento de la Directiva Europea RAEE y las normativas nacionales, no se deben tirar los electrodomésticos y componentes electrónicos que forman parte de este envío con los residuos domésticos. Al término de su vida útil, han de ser llevados a un punto de recogida municipal para asegurar una eliminación que proteja el medio ambiente.

Aspectos a considerar sobre baterías y pilas recargables

Al distribuir baterías y pilas recargables, y de acuerdo con la normativa europea, tenemos el deber de informarte de lo siguiente: Tienes la obligación legal de reciclar baterías y pilas recargables. Tras su uso, puedes devolvérselas, llevarlas a un punto de recogida municipal o entregarlas en un establecimiento local sin coste. Las baterías y pilas recargables se identifican de la forma siguiente:



Pb



Cd



Hg

Estos símbolos indican que las baterías y pilas recargables no pueden ser desechadas junto con los residuos domésticos por parte de los consumidores. Aquellas baterías y pilas recargables que contienen componentes perjudiciales para la salud están marcadas con alguno de estos símbolos, que incluyen un contenedor con una cruz encima y el símbolo químico del metal pesado principal que las hace contaminantes. Específicamente, estos símbolos significan:

Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene cadmio, Hg = la batería contiene mercurio

Anotaciones sobre las baterías y pilas recargables de litio

Es posible identificar las baterías de litio y las baterías recargables de litio por el símbolo químico Li*. Además de lo ya mencionado, queremos añadir lo siguiente: Cuando te deshagas de baterías de litio o baterías recargables, ya sea devolviéndolas a nosotros, llevándolas a un punto de recogida municipal, entregándolas a tiendas locales o a empresas de gestión de residuos, asegúrate de que estén totalmente descargadas. También te pedimos que cubras los contactos de la batería, identificados con + y -, con cinta adhesiva para prevenir el riesgo de incendio.



GESKE Beauty Tech GmbH, situada en Leipziger Platz 18, 10117 Berlín, declara por este medio que todos los dispositivos electrónicos se ajustan a las condiciones relevantes de las Directivas Europeas aplicables 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Limitación de responsabilidad

GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores se hacen responsables de los daños provocados por acciones deliberadas o por negligencia grave, siguiendo las directivas legales. A excepción de daños en la vida, integridad física o salud, y el incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales, la responsabilidad de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores queda limitada a los daños que se puedan demostrar que fueron causados de manera intencionada o por negligencia grave. Esto incluye también daños indirectos, especialmente la pérdida de beneficios. Además, en relación con los consumidores y aparte del caso de conductas intencionadas o gravemente negligentes, o en situaciones de daños en la vida, integridad física o salud y el incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales, la responsabilidad se circunscribe a los daños típicos y previsible en el momento de la firma del contrato, y al nivel medio de daños típicos de dicho contrato. Esto se extiende también a los daños indirectos, como la pérdida de beneficios. En el caso de las empresas, fuera de las situaciones de daños en la vida, integridad física y salud o acciones deliberadas o gravemente negligentes por parte de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores, la responsabilidad se limitará a los daños típicos y previsible en el momento de la firma del contrato, así como al nivel de daños promedio típicos de dicho contrato. Esto también incluye daños indirectos, tales como la pérdida de beneficios. No se asumirá responsabilidad por daños resultantes de: Incumplimiento de este manual/Usos indebidos/Alteraciones no autorizadas/Modificaciones técnicas/Usos de repuestos no aprobados/Usos de accesorios no autorizados. Las reclamaciones de responsabilidad según la legislación alemana de responsabilidad por productos no resultan afectadas.