

DISAVIR

5% HYDROXYDE DE POTASSIUM
5% POTASSIUM HYDROXIDE / 5% HIDRÓXIDO DE POTASIO
5% HIDROXID DE POTASIU / 5% WODOROTLENEK POTASU
/ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 5%



UDI 8437024634003 / 8437024634027

F NOTICE D'UTILISATION DISAVIR

Il est impératif de lire avec attention cette notice avant toute utilisation car elle contient des informations importantes relatives à l'utilisation du produit.

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTION, IL EST IMPÉRATIF DE DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

DÉNOMINATION : Disavir
Substance : hydroxyde de potassium

COMPOSITION : 10 mL de solution en gel contient 0,5g d'hydroxyde de potassium, de l'hydroxyethylcellulose et de l'eau purifiée.

PRÉSENTATION : Un flacon de 10 mL contenant une solution à appliquer sur la peau et un bouchon sécurité avec pinceau.

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT : DISTRIX-ACM Spain SL
Calle Velázquez, 157-1°, 28002 MADRID

DANS QUEL CAS UTILISER CE PRODUIT ?
Ce produit est préconisé dans le traitement des Condylomes.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE PRODUIT ?
Ce produit ne DOIT PAS ETRE UTILISE :
- sur les muqueuses internes et sur le contour de l'œil
- sur les enfants
- sur les femmes enceintes.
- en cas d'allergie à l'un des composants.
- sur les condylomes infectés ou déjà enflammés.
- sur des verrues classiques et toute autre kératinisation de la peau.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :
⚠ ATTENTION ! Ce produit peut être corrosif en cas d'utilisation inappropriée. NE PAS INGÉRER. Ne laisser pas le liquide entrer en contact avec la peau saine. Se laver les mains après chaque utilisation.
- ne pas utiliser sur le contour de l'œil, sur les muqueuses internes, sur les plaies ouvertes ou de la peau lésée par grattage.
- afin d'éviter une éventuelle infection, ne pas gratter ou arracher les condylomes.
- en cas d'allaitement, ne pas utiliser cette solution sur les parties du corps qui peuvent être en contact avec le nourrisson.
- ne pas utiliser chez les personnes dont le système immunitaire est déficient.
- ne pas utiliser chez les personnes atteints de dermatose ou de processus néoplasiques dans la région ano-génitale.
- ne pas utiliser chez les personnes présentant un carcinome ano-génital.

REMARQUES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :
- en cas de contact avec la peau autour des Condylomes, rincer à l'eau.
- en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin.
- ne pas se frotter les yeux ou les muqueuses si le produit a coulé accidentellement sur les doigts.
Se laver les mains rapidement.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, vous devez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
Usage externe. Lors de l'utilisation de la solution, poser le flacon sur une surface plane afin d'éviter de renverser le flacon. L'application doit être effectuée exclusivement par un adulte.

POSOLOGIE :
1 application par jour jusqu' à disparition des lésions pour une durée de 8 semaines maximum. Appliquer la solution en gel uniquement sur les Condylomes à traiter en épargnant la peau saine.

CONSEILS D'UTILISATION :
1/ À faire avant la première utilisation :
Remplacer le bouchon du flacon par le bouchon sécurité enfant muni du pinceau. Ⓐ
Vérifier que la bague d'inviolabilité n'est pas rompue avant la première utilisation.

2/ Application de Disavir :
Ouvrir le flacon, le poser sur une surface plane afin d'éviter de le renverser puis tremper le pinceau dans la solution. Essuyer le pinceau sur le rebord du flacon pour retirer l'excès de gel. Ⓑ
À l'aide du pinceau, appliquer la solution sans excès sur les Condylomes, sans déborder sur la peau saine. Ⓒ
Bien refermer le bouchon sécurité enfant après chaque utilisation.

3/ Séchage :
Laisser sécher.

4/ Répéter l'application 1 fois par jour :
Renouveler les applications sur un même Condylome pendant plusieurs jours jusqu'à disparition des lésions pour une durée de 8 semaines maximum.

5/ Arrêt de l'application :
Dès la disparition des lésions, arrêter l'application de Disavir sur ce Condylome.

ATTENTION :
Ne pas appliquer la solution sur un même Condylome au-delà de 8 semaines. Si vous n'obtenez aucun résultat, informer votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS :
Comme tout produit, celui-ci peut entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment risque de sensations de picotements, d'irritations, de brûlures, des douleurs modérées, une inflammation, une érosion superficielle de la peau, l'intensité de ces effets dépend de la sensibilité de la peau et de la quantité de solution appliquée. Veillez à respecter les conseils d'utilisation.
Une hyperpigmentation ou hypopigmentation peut apparaître après la disparition de certains condylomes traités. Elle disparaîtra spontanément.
SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ ou le patient est établi.

CONSEILS :
Le Condylome est une affection cutanée contagieuse due à un virus. Afin d'éviter la dissémination du virus, nous vous conseillons de :
- ne pas partager votre linge de toilette,
- éviter de partager des baignoires, piscine, sports de contact,
- éviter le grattage des Condylomes,
- éviter les contacts sexuels pendant la durée de l'affection.

CONSERVATION :
Ne pas dépasser la date d'utilisation figurant sur le flacon. Bien refermer le flacon après usage. Stocker le produit en position verticale. Tenir hors de portée des enfants. Le flacon peut se conserver 3 mois après ouverture. Conserver le produit à température ambiante entre 15°C et 25°C.

Date de 1^{er} marquage :
Janvier 2021
Version de la présente notice :
Juin 2024

LOT
Numéro de lot
Date de péremption
Date de fabrication



DISTRIX-ACM Spain SL
Calle Velázquez, 157-1° - 28002 MADRID, Spain
Teléfono: +34 966 16 81 92



