



MICROCURRENT SKIN SCRUBBER & BLACKHEAD REMOVER | 9 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-lift Technology



Youthful Glow
Massage Technology



ION- Deep
Nurturing Technology



ION+ Ultra Hygienic
Deep Cleansing



Red Light Active
Regeneration Technology



Pore-Opening Deep
Warming Technology



Dry and Dead Cell
Removing Technology

Despídete
de las células
muertas



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



PRIMEROS PASOS

PASO 01

Asegúrate de que el dispositivo está seco antes de encender la MicroCurrent Face-Lift Technology.

PASO 02

Utiliza siempre nuestro Hydrating MicroCurrent Gel especialmente formulado para mejorar los resultados de cada sesión.

PASO 03

Limpia tu dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.



Pulsaciones sónicas

calmantes y relajantes



ION+ Technology

Deep Cleansing



ION- Technology

Hidratación intensa



Luz LED roja

Antienvejecimiento



MicroCurrent

Lifting facial instantáneo



Deep Warming

Apertura de poros

APRENDE A DAR LOS PRIMEROS PASOS

Varias tecnologías de vanguardia en un solo dispositivo: El SmartAppGuided™ MicroCurrent SkinScrubber & Blackhead Remover | 9 in 1 es el dispositivo perfecto para lograr una piel radiante y sin imperfecciones.



EXFOLIAR, LIFTING O HIDRATAR

PREPARACIÓN

Asegúrate de que tu rostro esté limpio y libre de maquillaje y aplica nuestro Hydrating MicroCurrent Gel especialmente formulado. Enciende el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 2 segundos.

EXFOLIAR

Con el botón de encendido, recorre las funciones hasta que se enciendan los indicadores LED de exfoliación y el icono del sol, activando las tecnologías Ion+ Deep Cleansing y Pore-Opening Deep Warming.

LIFTING

Con el botón de encendido, recorre las funciones hasta que se enciendan los indicadores LED del rayo y el icono del sol, activando las tecnologías MicroCurrent Face-Lift y Pore-Opening Deep Warming.

HIDRATAR

Con el botón de encendido, recorre las funciones hasta que se enciendan los indicadores LED de Hidratar y el icono del sol, activando las tecnologías ION- Deep Nurturing y Pore-Opening Deep Warming.



PASOS DE LA SESIÓN

POSICIÓN

Sujeta el dispositivo de forma que las luces LED estén orientadas hacia el exterior e inclina la espátula a 30 grados.

SCRUB

Desliza el dispositivo desde la barbilla hasta los labios. Dirígete a la nariz y desliza el dispositivo hacia arriba a lo largo de la nariz y a los lados de esta. A continuación, desliza el dispositivo desde la barbilla hacia arriba y hacia fuera, en dirección al pómulos. Repita en el otro lado de su cara.

ESTIMULAR

La Dry and Dead Cell Removing Technology actúa en las capas profundas de la piel, eliminando la suciedad y los residuos del interior de los poros, mientras que la Microcurrent Face-Lift Technology estimula los músculos de la piel para tensar y suavizar las líneas de expresión.

FINALIZAR

Apaga el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 2 segundos y acláralo con agua y jabón suave para limpiarlo. Limpia el dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.

Crea tu rutina personal de cuidado de la piel

y descarga nuestra app GESKE



Aplicación avanzada



Guía de vídeo



Exploración de la piel impulsada por IA



Consejos expertos



Guía personal



Recompensas en la aplicación



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEER ANTES DE USAR.

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

Un resumen de tu producto

Su producto es un limpiador de piel MicroCurrent multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 1 vez por semana, como máximo 2 veces por semana; por favor, no lo utilice más de una vez al día. Por favor, no lo utilices con más frecuencia de la indicada Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

NOTAS DE USO

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes leer íntegramente esta Información de seguridad y el manual del producto. Asegúrate de guardar una copia de ambos, ya que contienen información importante sobre el uso seguro, así como sobre los requisitos de información técnica y legal. El dispositivo es un producto de cuidado de la piel para adultos y no un dispositivo médico ni un producto con propiedades curativas médicas o de otro tipo. El uso del dispositivo siempre debe incluir el cumplimiento de las recomendaciones de aplicación personalizadas de la aplicación GESKE Beauty.

Uso previsto

- Nuestros dispositivos Geske & Hello Kitty MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover son dispositivos de uso doméstico de venta libre, destinados a:
- Limpieza facial ultrasónica de puntos negros, impurezas y piel muerta.
- Estimulación de la piel del rostro con tecnología MicroCurrent
- Facilitar la absorción de los productos para el cuidado de la piel.

Especificaciones

Materiales: silicona, ABC, PC, acero inoxidable, cobre | **Temperatura de almacenamiento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batería:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidad de la batería:** 700 mAh | **Corriente de carga máxima:** 350 mA | **Voltaje de carga:** 5V | **Tiempo de carga:** aprox. 3,5 horas | El tiempo de funcionamiento varía según las tecnologías e intensidades activadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 1 intensidad, ION Technology, MicroCurrent: 1 intensidad, tecnología de luz LED: 1 color

El producto no es adecuado para su uso en las siguientes condiciones:

Si tienes un dispositivo médico implantado u otro dispositivo electrónico como un marcapasos, después de un tratamiento con láser o un peeling químico y después de una cirugía facial estética.

En los siguientes casos, es necesario consultar a un médico para saber si el producto es adecuado para que lo utilices:

Si padece una enfermedad cardíaca y en caso de embarazo. No se ha establecido la seguridad de su uso durante el embarazo.

Más información sobre el uso:

El producto puede emitir luz intensa, evita aplicarlo en la dirección o cerca del ojo abierto. Antes de utilizar la tecnología Microcurrent Face-Lift, el producto debe estar completamente seco. Usa la tecnología Microcurrent Face-Lift únicamente en combinación con el gel hidratante MicroCurrent de GESKE. No utilices la función de microcorrientes en el área del pecho, alrededor de los ojos, la línea media del cuello, el área genital o de la ingle, ni en la piel enrojecida e inflamada, sobre marcas de nacimiento y vasos sanguíneos agrandados. No se sabe nada sobre los efectos a largo plazo de Microcurrent. Como resultado de la estimulación del nervio óptico, durante el uso se puede percibir una luz intermitente. Si persiste sin utilizar el producto, consulta a un médico. Durante la aplicación puede producirse una ligera sensación de hormigueo. Disminuir la intensidad de la Microcorriente para reducir o eliminar el hormigueo. Los dispositivos electrónicos de monitorización pueden no funcionar correctamente mientras se utiliza el dispositivo. Nunca utilices el producto mientras conduces o manejas maquinaria pesada. No introduzcas objetos afilados en las aberturas del producto. El producto solo puede utilizarse con un adaptador de voltaje extra bajo de seguridad (SELV). Recomendamos utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60335 para cargar el dispositivo. No utilices el producto sobre piel irritada o lesionada o heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), en caso de infecciones bacterianas o virales de la piel (ya sea en la zona de uso o en otros lugares). Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto. No utilices el producto si 1) está inusualmente caliente, 2) está mecánicamente dañado o deformado, 3) está descolorido. Si se produce dolor y/o malestar durante el uso, suspende su uso y busca atención médica. La zona de los ojos es muy sensible: Extrema las precauciones en esta zona y evita cualquier contacto del producto con los párpados o el propio ojo. Utiliza el producto únicamente según lo recomendado en tu rutina personalizada. Por razones de higiene, te recomendamos que no compartas tu producto con nadie. El producto está destinado a uso cosmético en rostro, cuello y escote. GESKE no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras zonas del cuerpo o de otro uso inadecuado, la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquidos conductores contaminados o bolas. Asegúrate siempre de que el enchufe y la toma están completamente secos antes de cargarlos. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, un cortocircuito o un incendio. El producto no debe utilizarse mientras esté conectado a la toma de corriente.

Advertencias

Riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente.

Utiliza el producto solo como se describe en la guía de inicio rápido y en las instrucciones del vídeo. Si sigues teniendo preguntas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@geske.com.

Riesgo de lesiones por incendio/ignición.

No apagar el producto con agua. No arroje el producto al fuego.

Peligro de lesiones por baterías defectuosas.

El manejo inadecuado de las baterías puede provocar una reacción exotérmica incontrolada. En tal caso, desecha todo el producto de forma inmediata y adecuada.

Peligro de lesiones para los niños.

Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

El líquido puede dañar el circuito de carga y poner en peligro tu salud. Desconecta el producto del cable/circuito de carga mientras lo limpias.

Riesgo de daños por campos magnéticos.

Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos y electrónicos, como por ejemplo los marcapasos. No utilices el producto directamente sobre un marcapasos. Comunícate con tu médico para obtener más información. No coloques tarjetas con bandas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que los imanes del producto podrían dañarlas.

Peligro de daños por cambios de temperatura ambiente.

Los cambios de temperatura ambiente (p. ej., después del transporte) pueden provocar la formación de condensación. En este caso, no hagas funcionar el producto hasta que se haya ajustado a la nueva temperatura ambiente. Nunca exponga su producto a la luz solar directa, calor extremo o agua hirviendo.

Uso seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.

Riesgo de daños por una carga demasiado larga.

Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.

Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.

Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

Uso seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.

Riesgo de daños por una carga demasiado larga.

Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.

Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.



Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

En el marco de la distribución de pilas y baterías recargables, de conformidad con la normativa europea, estamos obligados a informarte a ti, consumidor, de lo siguiente: Estás legalmente obligado a devolver las pilas y baterías recargables. Después de su uso, puedes devolvérmolas, llevarlas a un punto de recogida municipal o entregarlas a un distribuidor local de forma gratuita. Las pilas y baterías recargables están etiquetadas de la siguiente manera:



Estos símbolos significan que tú, el consumidor, no puedes deshacerte de las pilas y baterías recargables a través de la basura doméstica. Las pilas y baterías que contienen sustancias nuevas están etiquetadas con uno de estos símbolos. El símbolo consiste en un contenedor con ruedas tachado y el símbolo químico del metal pesado que constituye el principal contaminante. En detalle, los símbolos antes mencionados significan: Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene cadmio, Hg = la batería contiene mercurio

Notas sobre pilas de litio/pilas recargables

Puedes reconocer las pilas de litio y las baterías recargables de litio por el símbolo químico, Li⁺. Además de la información proporcionada anteriormente, también nos gustaría señalar lo siguiente: Cuando deseches pilas de litio o pilas recargables, ya sea devolviéndonoslas, llevándolas a un punto de recogida municipal o entregándolas a minoristas locales o empresas públicas de eliminación de residuos, asegúrate de que estén completamente descargadas. También te solicitamos que cubras las superficies de contacto de la batería marcadas con „+“ y „-“ con cinta adhesiva para evitar el riesgo de incendio.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin declara por la presente que todos los dispositivos electrónicos cumplen con las condiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Limitación de responsabilidad

GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores son responsables de los daños causados por un comportamiento intencionado o gravemente negligente de GESKE Beauty Tech GmbH, un representante o un auxiliar ejecutivo, de acuerdo con las directivas legales. Con la excepción de los daños a la vida, la integridad física o la salud, y el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (deberes fundamentales), GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores solo son responsables de los daños que puedan atribuirse a un comportamiento intencionado o gravemente negligente. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Además, la responsabilidad frente a los consumidores derivada de una garantía asumida, salvo en caso de comportamiento intencional o de negligencia grave, o en caso de lesión a la vida, la integridad física o la salud y de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cardinales), se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, así como al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Respecto a las empresas, excepto en caso de daños a la vida, la integridad física y la salud o un comportamiento intencionado o negligente grave por parte de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus minoristas, la responsabilidad se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, y también al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños debidos a: Incumplimiento de este manual/Usado inadecuado/Modificaciones no autorizadas/Modificaciones técnicas/Usos de repuestos no autorizados/Usos de accesorios no autorizados Las reclamaciones de responsabilidad según la legislación alemana sobre responsabilidad de productos no se ven afectadas.