



MICRONEEDLE FACE & BODY ROLLER | 9 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Red Light Active
Regeneration Technology



DeepDerma Skin Renewal
& Firming Technology



Cell Stimulation
System



Impurities Prevention
Technology



Fine Lines
Refinement Technology



Energizing Cooling
Technology



Detox Rose Quartz
Spa Session

Accesorios
incluidos

Rose Quartz
MicroNeedle
Cooling



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



PRIMEROS PASOS

PASO 01

Utiliza nuestro soporte especialmente proporcionado para colocar el rodillo MicroNeedle en tu dispositivo. Asegúrate de no tocar las agujas directamente. El accesorio incluye 1680 agujas de 0,3 mm.

PASO 02

Mete el rodillo de enfriamiento en el frigorífico unas horas antes de utilizarlo. A continuación, conéctalo a tu dispositivo para iniciar la sesión.

PASO 03

Una vez terminada la sesión, rocía el rodillo con un spray de alcohol, dando vueltas para asegurarte de que se cubren todas las zonas. Deja que se seque al aire. A continuación, coloca la tapa sobre el dispositivo.



Accesorio de microagujas

Renovación de la piel DeepDerma




Pulsaciones sónicas

Calmantes y relajantes



Encendido/apagado

Presionar durante 1-2 segundos



Accesorio de enfriamiento

Refresca y revitaliza



Accesorio de cuarzo rosa

Brillo y detox

APRENDE A DAR LOS PRIMEROS PASOS

Estimula tu piel con nuestro SmartAppGuided™ MicroNeedle Face & Body Roller | 9 in 1. Este innovador dispositivo de belleza incluye una microaguja, un cabezal de enfriamiento y un cabezal de cuarzo rosa.



MICROAGUJAS FACIALES ENERGIZANTES

PREPARACIÓN

Comienza con un rostro limpio y sin maquillaje. Coloca el accesorio MicroNeedle en el dispositivo.

POWER ON

Enciende la SmartSonic Pulsation Technology pulsando el botón de encendido durante 2 segundos.

RODILLO

Dividiendo la cara en cuatro cuadrantes, invierte 15 segundos pasando el rodillo por cada sección. Trabaja en líneas verticales, horizontales y diagonales. A continuación, aplica el rodillo al cuello y al escote durante 60 segundos cada uno.

FINALIZAR

Apaga el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y aplícate un sérum GESKE en la cara y el cuello. Desinfecta el rodillo y limpia tu dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.



DETOX ROSE QUARTZ SPA SESSION

PREPARACIÓN

Comienza con un rostro limpio y sin maquillaje. Coloca el rodillo de cuarzo en el dispositivo.

POWER ON

Enciende la SmartSonic Pulsation Technology pulsando el botón de encendido durante 2 segundos.

RODILLO

Pasa el rodillo con trayectorias verticales por la barbilla y la mandíbula. Deja que el peso del dispositivo descansa sobre tu cara y pásalo suavemente por las zonas alrededor y entre los ojos durante 15 a 30 segundos. Finalmente, colócate el dispositivo en la frente y gíralo con movimientos verticales hasta la línea del cabello.

FINALIZAR

Apaga el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Desinfecta el rodillo y limpia tu dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.

**Crea tu rutina personal
de cuidado de la piel**

y descarga nuestra app GESKE



Aplicación
avanzada



Guía
de vídeo



Exploración de la piel
impulsada por IA



Consejos
expertos



Guía
personal



Recompensas
en la aplicación



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEER ANTES DE USAR.

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

Un resumen de tu producto

El producto es un rodillo MicroNeedle multifuncional. Es seguro usarlo hasta dos veces por semana, como máximo tres veces por semana. Por favor, no lo utilices con más frecuencia de la indicada. Esta limitación solo se aplica a la función más intensa del dispositivo: microneedling. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Notas sobre el uso

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes leer este folleto de seguridad y la guía de inicio rápido en su totalidad. Ambos manuales deben conservarse, ya que contienen información importante sobre el uso seguro, así como sobre los requisitos de información técnica y legal. El dispositivo es un producto de cuidado de la piel para adultos y no un dispositivo médico ni un producto con propiedades curativas médicas o de otro tipo. El uso previsto también incluye respetar la guía de inicio rápido, las advertencias aquí indicadas y las recomendaciones de aplicación personalizadas de la GE. El dispositivo es recargable y permite un funcionamiento cómodo e inalámbrico. Debe cargarse completamente antes del primer uso. Todo lo que necesites es el cable de carga USB incluido. La carga inicial puede tardar hasta ocho horas. El cable debe acoplarse con ambos contactos magnéticos en los puntos de contacto metálicos designados del dispositivo. Si el cable de carga no se conecta solo, cóncetalo a la corriente y espera. Esto reactiva el efecto magnético y los contactos se conectan automáticamente. Asegúrate de que los contactos magnéticos solo se conectan a los puntos de contacto del aparato y no a otras superficies metálicas.

Especificaciones

Materiales: silicona, ABS, PC, acero inoxidable | **Temperatura de almacenamiento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batería:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidad de la batería:** 140 mAh | **Corriente de carga máxima:** 140 mA | **Voltaje de carga:** 5V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | El tiempo de funcionamiento varía según las tecnologías e intensidades activadas | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 1 velocidad, tecnología de luz LED: 1 color

El producto no es adecuado para su uso en las siguientes condiciones:

Si padece cáncer de piel o estadios precancerosos (queratosis actínicas) y si padece enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos de la coagulación sanguínea) y/o toma medicamentos que afecten a la coagulación sanguínea, después de un tratamiento con láser o peeling químico y después de una cirugía facial, tanto estética como médicamente indicado. Nunca se ha evaluado la seguridad y eficacia del producto en combinación con mascarillas y productos para el cuidado de la piel que no sean de GESKE. Recomendamos utilizar el producto únicamente con productos GESKE. Utilízalo con otros productos bajo tu propia responsabilidad. Después del tratamiento con láser o peeling químico. Después de una cirugía estética facial.

En los siguientes casos, es necesario consultar a un médico para saber si el producto es adecuado para que lo utilices:

Si tiene una enfermedad cardíaca, en caso de embarazo o si tiene rellenos dérmicos o inyecciones. No se ha establecido la seguridad de su uso durante el embarazo.

Más información sobre el uso:

Aplica solo una ligera presión cuando utilices el cabezal de microagujas. Las microagujas pueden provocar una hinchazón leve o hematomas. Hidrata en profundidad después de cada sesión. Evita hacer ejercicio, nadar y la exposición prolongada al sol durante los 24 h posteriores a una sesión de microagujas. Si no puedes evitar la exposición al sol, aplica un protector solar con un SPF alto. No usar maquillaje durante 24 h. Evita utilizar productos con ácidos y fragancias, así como exfoliantes físicos durante y después de una sesión de microagujas. El uso de productos con principios activos como la vitamina C o el retinol puede provocar una irritación más intensa de la piel. Si esta irritación persiste durante mucho tiempo, acude al médico. Desinfecta el accesorio de la aguja después de cada uso con alcohol en aerosol y déjalo secar al aire. No utilices el producto sobre piel irritada o lesionada o heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), en caso de infecciones bacterianas o virales de la piel (ya sea en la zona de uso o en otros lugares). No utilices el producto sobre nevus, lunares u otras lesiones cutáneas (benignas). Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto. No utilices el producto si 1) está inusualmente caliente, 2) está mecánicamente dañado o deformado, 3) está descolorido. Si se produce dolor y/o molestia durante el uso, suspende el uso y consulta con un médico. El producto puede emitir luz intensa, evita aplicarlo en la dirección o cerca del ojo abierto. La zona de los ojos es muy sensible: Extrema las precauciones en esta zona y evita cualquier contacto del producto con los párpados o el propio ojo. Utiliza el producto únicamente según lo recomendado en tu rutina personalizada. Por razones de higiene, te recomendamos que no compartas tu producto con nadie. El producto está destinado a un uso cosmético en el rostro y partes del cuerpo, tal y como se aconseja en la GESKE Beauty App. GESKE no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras zonas del cuerpo o de otro uso inadecuado, la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquidos conductores contaminados o bolas. Asegúrate siempre de que el enchufe y la toma están completamente secos antes de cargarlos. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, un cortocircuito o un incendio. El producto no debe utilizarse mientras esté conectado a la toma de corriente.

Advertencias

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Riesgo de lesiones por incendio/ignición.

No apagar el producto con agua. No arroje el producto al fuego.

Peligro de lesiones por baterías defectuosas.

El manejo inadecuado de las baterías puede provocar una reacción exotérmica incontrolada. En tal caso, desecha todo el producto de forma inmediata y adecuada.

Peligro de lesiones para los niños.

Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

El líquido puede dañar el circuito de carga y poner en peligro tu salud. Desconecta el producto del cable/circuito de carga mientras lo limpias.

Riesgo de daños por campos magnéticos.

Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos y electrónicos, como por ejemplo los marcapasos. No utilices el producto directamente sobre un marcapasos. Comunícate con tu médico para obtener más información. No coloques tarjetas con bandas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que los imanes del producto podrían dañarlas.

Peligro de daños por cambios de temperatura ambiente.

Los cambios de temperatura ambiente (p. ej., después del transporte) pueden provocar la formación de condensación. En este caso, no hagas funcionar el producto hasta que se haya ajustado a la nueva temperatura ambiente. Nunca exponga su producto a la luz solar directa, calor extremo o agua hirviendo.

Usa seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.

Riesgo de daños por una carga demasiado larga.

Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.

Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.

Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

Usa seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.

Riesgo de daños por una carga demasiado larga.

Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.

Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.



Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

En el marco de la distribución de pilas y baterías recargables, de conformidad con la normativa europea, estamos obligados a informarte a ti, consumidor, de lo siguiente: Estás legalmente obligado a devolver las pilas y baterías recargables. Después de su uso, puedes devolviérmolas, llevarlas a un punto de recogida municipal o entregarlas a un distribuidor local de forma gratuita. Las pilas y baterías recargables están etiquetadas de la siguiente manera:



Estos símbolos significan que tú, el consumidor, no puedes deshacerte de las pilas y baterías recargables a través de la basura doméstica. Las pilas y baterías que contienen sustancias nocivas están etiquetadas con uno de estos símbolos. El símbolo consiste en un contenedor con ruedas tachado y el símbolo químico del metal pesado que constituye el principal contaminante. En detalle, los símbolos antes mencionados significan:

Notas sobre pilas de litio/pilas recargables

Puedes reconocer las pilas de litio y las baterías recargables de litio por el símbolo químico, Li⁺. Además de la información proporcionada anteriormente, también nos gustaría señalar lo siguiente: Cuando deseches pilas de litio o pilas recargables, ya sea devolviéndonoslas, llevándolas a un punto de recogida municipal o entregándolas a minoristas locales o empresas públicas de eliminación de residuos, asegúrate de que estén completamente descargadas. También te solicitamos que cubras las superficies de contacto de la batería marcadas con „+“ y „-“ con cinta adhesiva para evitar el riesgo de incendio.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín declara por la presente que todos los dispositivos electrónicos cumplen con las condiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Limitación de responsabilidad

GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores son responsables de los daños causados por un comportamiento intencionado o gravemente negligente de GESKE Beauty Tech GmbH, un representante o un auxiliar ejecutivo, de acuerdo con las directivas legales. Con la excepción de los daños a la vida, la integridad física o la salud, y el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (deberes fundamentales), GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores solo son responsables de los daños que puedan atribuirse a un comportamiento intencionado o gravemente negligente. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Además, la responsabilidad frente a los consumidores derivada de una garantía asumida, salvo en caso de comportamiento intencional o de negligencia grave, o en caso de lesión a la vida, la integridad física o la salud y de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cardinales), se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, así como al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Respecto a las empresas, excepto en caso de daños a la vida, la integridad física y la salud o un comportamiento intencionado o negligente grave por parte de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus minoristas, la responsabilidad se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, y también al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños debidos a: Incumplimiento de este manual/Usado inadecuado/Modificaciones no autorizadas/Modificaciones técnicas/Usado de repuestos no autorizados/Usado de accesorios no autorizados Las reclamaciones de responsabilidad según la legislación alemana sobre responsabilidad de productos no se ven afectadas.