

# Peha-haft®

## PRODUCTO SANITARIO

### Descripción general del producto

Las vendas **Peha-haft®** son vendas cohesivas conformadas para la retención de todo tipo de apósitos primarios y secundarios, férulas, yesos, catéteres y cánulas (etc.), especialmente en articulaciones, así como en partes cónicas y redondas del cuerpo. Se utilizan para la estabilización de músculos, tendones, ligamentos y articulaciones con bajo efecto de inmovilización. Son de un solo uso y pueden ser utilizadas por ciudadanos y profesionales de la salud sobre piel intacta en el entorno clínico y doméstico.

Las vendas **Peha-haft®** están fabricadas con un 34 % de viscosa, un 34 % de algodón y un 32 % de poliamida.

Las vendas **Peha-haft®** son productos sanitarios no estériles de clase I según el Reglamento de Productos Sanitarios MDR 2017/745 y Real Decreto 192/2023 de Productos Sanitarios.



### Aplicaciones e indicaciones

Las vendas **Peha-haft®** pueden utilizarse en intervenciones médicas cuando es necesario tratar heridas agudas y crónicas a corto o largo plazo o cuando se necesite una ligera inmovilización en combinación con dispositivos médicos.

Son adecuados para la fijación de:

- Apósitos primarios y secundarios.
- Cánulas, catéteres, tubos y dispositivos médicos similares.
- Férulas, yesos y dispositivos médicos similares.

### Presentaciones del producto



Referencia interna	Código nacional	Producto	Tamaño del vendaje	Nº de vendas / caja
3000580	200949	Peha-haft 6cmx4m EN,ES,PT,EL (P1)	6 cm x 4 m	1
3000590	200956	Peha-haft 8cmx4m EN,ES,PT,EL (P1)	8 cm x 4 m	1
3000600	200964	Peha-haft 10cmx4m EN,ES,PT,EL (P1)	10 cm x 4 m	1

### Producto sanitario de un solo uso

Reutilizar un producto sanitario de un solo uso es peligroso. El reprocesamiento de los dispositivos, con el fin de reutilizarlos, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento. Información disponible bajo petición.

### Eliminación de residuos

Para minimizar el riesgo de posibles riesgos de infección o contaminación ambiental, los componentes desechables de **Peha-haft®** deben seguir los procedimientos de eliminación de acuerdo con las leyes, normas, reglamentos y normas de prevención de infecciones locales y aplicables.

# Peha-haft®

## Información de incidentes

Para un paciente/usuario/tercero en la Unión Europea y en países con un régimen regulatorio idéntico (Reglamento UE 2017/745 sobre productos sanitarios); si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, infórmelo al fabricante y/o a su representante autorizado y a su autoridad nacional.

## Características del producto

Propiedad	Requerimientos
Ancho	2.5 cm; 4 cm; 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm
Longitud, estirado	4 m; 20 m; 21 m
Alargamiento	120%
Fuerza de cohesión	45 cN/cm
Fuerza de desenrollado	15-125 cN/cm
Peso por área (estirado)	33 g/m <sup>2</sup>

## Etiquetado

### Lot-No. con Código de 9- dígitos

e.j.:



0

12

XXXXXX

Año

Nº de pedido

solo para uso interno

### Fecha de fabricación

e.j.:



2015

04

07

año

mes

día

### Fecha de caducidad

e.j.:



2015

04

07

año

mes

día

Periodo de validez del producto: 3 años

### Producto sanitario



### Identificador único del producto (UDI)



Ficha técnica

# Peha-haft<sup>®</sup>

Distribuidor



**Fecha de última revisión:** 2025-02-06