

## βi-OralSuero Baby

Destinado a la preparación de una bebida, para el aporte de sales minerales y lactobacilos para lactantes y niños. Con azúcares y edulcorante.

### Ingredientes y composición

#### Sobre azul claro

**Ingredientes:** Glucosa, citrato sódico, cloruro potásico, cloruro sódico, aroma de fresa, edulcorante E-954.

Cantidad neta: 5,4 g e

#### Sobre azul oscuro

*Lactobacillus reuteri* Protectis® DSM 17938 (100 millones de u.f.c.), maltodextrina resistente.

Cantidad neta: 1,9 g e

Información nutricional	Por 100ml	Por sobres reconstituidos (sobre azul oscuro + sobre azul claro) (250ml)
<b>Valor energético</b>	7,2 kcal / 30,4 kJ	18 kcal / 76 kJ
<b>Grasas (g)</b>	-	-
de las cuales	-	-
<b>Ácidos grasos saturados (g)</b>	-	-
<b>Hidratos de carbono (g)</b>	2,1 g	5,3 g
de los cuales		
<b>Azúcares (g)</b>	1,4 g	3,6 g
<b>Fibra alimentaria (g)</b>	0,6 g	1,6 g
<b>Proteínas (g)</b>	-	-
<b>Sal (g)</b>	<0,01 g	<0,01 g

Contiene 10<sup>8</sup> Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de *Lactobacillus reuteri* Protectis® por sobre azul oscuro.

### Modo de empleo

1. Mezclar los contenidos de un sobre de Sal de Rehidratación Oral (azul claro) y un sobre de: *Lactobacillus reuteri* Protectis® DSM 17938 (azul oscuro) en el vaso dosificador.
2. Llenar el vaso con agua potable hasta la marca de 250 ml.

3. Poner la tapa y agitar o remover con la jeringuilla hasta conseguir una completa disolución.
4. Quitar la tapa y succionar con el émbolo de la jeringuilla la cantidad deseada. Administrar el líquido al bebé directamente en la boca o, si lo prefiere, pasar la mezcla a un biberón.



## Dosis recomendada diaria

---

500 ml (2 sobres de Sal de Rehidratación Oral + 2 sobres de *Lactobacillus reuteri* Protectis® DSM 17938). Una vez reconstituido conservar el líquido sobrante en el frigorífico y consumir antes de 48 horas.

## Información adicional

---

4+4 sobres + 1 jeringuilla + 1 vaso

Sin gluten. Sin lactosa.

Conservar a una temperatura no superior a 25°C.

**C.N. 202573.8**

**Casen Recordati, S.L.**

Autovía de Logroño, km. 13,300.

50180 Utebo - Zaragoza (España)

[www.casenrecordati.com](http://www.casenrecordati.com)

Bajo licencia de Biogaia (Suecia).